

どうぶつ病院 臨床検査 第1版第1刷 正誤表

p9 正しい表 3

表 3 犬の文献的な参照値 (%)

	B -ALP	L -ALP	C -ALP
1 歳齢未満	64.7 ± 9.5	22.2 ± 11.6	1.5 ± 2.5
1 ~ 7 歳齢	31.1 ± 12.7	59.3 ± 15.2	2.5 ± 4.0
7 歳齢以上	16.0 ± 10.3	50.4 ± 26.2	25.6 ± 26.3

p70

誤	正
CA15 -5	CA15 -3

p91 HDL コレステロールと LDL コレステロール

誤 測定の容易さから、LDL コレステロールは通常 HDL コレステロールの値を用いて次の式で計算される。

正 LDL コレステロールは直接測定されるか、HDL コレステロールの値を用いて次式で計算されることがある。次式はトリグリセライドの値が異常な場合などには成立しないので注意が必要である。

p164

表 1 fT4

誤	正
三菱化学メディエンス	三菱化学メディエンス
11 ~ 43 pmol/L	8 ~ 40 pmol/L

p168

誤 影響を受けない全分子

正 影響を受けにくい全分子

p186

誤 よく行われるのは 5 ~ 20% 生理食塩液の点滴であり

正 報告でよく行われているのは 5 ~ 20% の生理食塩液の点滴であり

p214

誤 セライト

正 セライト等

誤 Becton Dickinson 社から簡単な試験管キットが販売されており、血液を 2 mL 加えて凝固時間を測定する。

正 Becton Dickinson 社から血液 2 mL を加えて凝固時間を測定する簡単な試験管キットが販売されていたが、現在は販売が中止されている。

p218 表 1

2 段目 犬 猫

p224

誤 専用の器具としては、Simplat (オルガテクニカ社)

正 専用の器具としては、Triplet(Helena 研究所)、Simplat (オルガテクニカ社)

p270 表 1

PCR 法に、アイデックス(RT-PCR) を追加

p272 表 1

猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス(ヘルペスウイルス)と猫カリシウイルスに、

・アイデックス(PCR 検査) を追加

p274 表 1 ・アイデックスに、(抗体、糞便:PCR 検査) を追加